

DEZINFEKČNÍ SADA S NANOČÁSTICEMI PRO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A VNITŘNÍ PROSTORY



- **Viry a bakterie mohou v prostoru přetrvávat i několik dní.**
- Pokud nebudou efektivně dezinfikovány prostory, kde se vyskytuje mnoho lidí (**dopravní prostředky, nemocnice, supermarkety, výrobní prostory** atd.), bude se nákaza šířit dál.

- **Aktivní mlha dezinfikuje účinněji.** Mlžná tryska vytvoří aktivní mlhu, která vyplní celý prostor.
- **Zamíření garantuje dezinfekci celého prostoru,** nejen pouhého povrchu.
- **Q-live bojuje s viry, bakteriemi, houbami a plísněmi.**

Náplní zařízení je roztok **Q-live**. Lze ho použít pro letadla, autobusy, tramvaje, vlaky, uličky supermarketů, haly, nemocnice a další kontaminované prostory. Tajemství Q-live tkví v kombinaci peroxidu vodíku a stříbra o velikosti méně než 0,2 nm. **Q-live je bezpečný přípravek, který neohrožuje lidské zdraví a při jehož aplikaci nehrozí kontaminace chemickými látkami.**



MENŠÍ PROSTORY

Kompaktní dezinfekční sada COD11

- pro dezinfekci autobusů, tramvají, vlaků a malých prostor
- doporučená doba pro zamíření autobusu je 2 minuty
- systém je navržen tak, aby dezinfikoval všechny povrchy i objem vzduchu ve vozidle
- jedna náplň o 12 L vydrží na dezinfekci 36 autobusů



KLÍČOVÉ PRVKY

- mlžící tryska COD11 s 10m hadicí
- nerezová nádoba na tekutinu
- vzduchový kompresor
- jednotka na kolečkách

VĚTŠÍ PROSTORY

Dezinfekční sada ND ke kompresorům pro haly, chodby a jiné

- dezinfekční sada ND je možné připojit ke kompresoru nebo rozvodům vzduchu v budovách pro zamíření větších prostorů
- dva typy trysek lze použít pro dezinfekci dlouhých prostorů (chodby) nebo prostornějších místností
- tlak vzduchu 4 až 4,5 bar

KLÍČOVÉ PRVKY

- ND49 nebo ND62 mlžící tryska se stativem
- nerezová nádoba na tekutinu: 30, 50 nebo 75 litrů
- hadicový konektor pro vzduchové potrubí s redukčním ventilem

